

BEB-Gesamtleistungsliste – Leistungstext	beb-97-Nr.	Preise der beb 97 in Euro mit Kostenfaktor je Minute 1,08 €	Preise der beb 97 in Euro mit Kostenfaktor je Minute 1,16 €	Preise der beb 97 in Euro mit Kostenfaktor je Minute 1,20 €	BEB Zahntechnik® – Leistungstext	BEB-Zahn-technik®-Nr.	Preise der BEB Zahntechnik® in Euro mit Kostenfaktor je Minute 1,08 €	Preise der BEB Zahntechnik® in Euro mit Kostenfaktor je Minute 1,16 €	Preise der BEB Zahntechnik® in Euro mit Kostenfaktor je Minute 1,20 €
Modell RA	keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden				Modell RA	1.01.01.0	14,73	15,82	16,37
Modell RG	keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden				Modell RG	1.01.05.0	19,88	21,36	22,09
Modell RK	keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden				Modell RK	1.01.06.0	20,94	22,49	23,27
Modell S	keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden				Modell S	1.01.12.0	17,82	19,14	19,80
Modell V	keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden				Modell V	1.01.11.0	12,25	13,16	13,61
Modell vermessen	0302	8,17	8,77	9,08	Modellpaar Auswertung	1.10.07.0	11,88	12,76	13,20
Modell ZTG	keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden				Modell ZTG	1.01.09.0	28,30	30,40	31,45
Modellanalyse	keine namensgleiche beb-97-Leistung vorhanden				Modellanalyse – je Kiefer	1.10.06.0	32,67	35,09	36,30
Modellanalyse für Gnathologie	0813	56,43	60,61	62,70	Modellanalyse – je Kiefer	1.10.06.0	32,67	35,09	36,30
Modellanalyse für Implantologie	0814	59,40	63,80	66,00	Modellanalyse – je Kiefer	1.10.06.0	32,67	35,09	36,30
Modellanalyse für Kfo	0812	37,13	39,88	41,25	Modellanalyse – je Kiefer	1.10.06.0	32,67	35,09	36,30
					Modellpaar Auswertung	1.10.07.0	11,88	12,76	13,20
Modellanalyse für Prothetik	0811	14,85	15,95	16,50	Modellanalyse – je Kiefer	1.10.06.0	32,67	35,09	36,30
Modellergänzung aus Kunststoff	0222	26,73	28,71	29,70	Modell V	1.01.11.0	12,25	13,16	13,61
					Verbindungselement sichern	6.04.01.0	23,05	24,75	25,61
Modellgussteil konditionieren	5308	17,82	19,14	19,80	Metallbasteil konditionieren – je ersetzter Zahn	5.03.06.0	1,95	2,09	2,16
Modellimplantat repositionieren	0224	12,62	13,56	14,03	Präfixierung der Implantat-abformpfofen	1.08.03.0	9,65	10,37	10,73
Modellmontage in individuellen Artikulator I	0404	19,31	20,74	21,45	Modell mit Systemteil in Artikulator montieren	1.09.03.0	11,30	12,14	12,56
Modellmontage in individuellen Artikulator II	0405	17,82	19,14	19,80	Modell mit Systemteil in Artikulator montieren	1.09.03.0	11,30	12,14	12,56