

001 5 Modell Unterkieferprotrusionsschiene

Kurztext: Modell UKPS

Erläuterung zum Leistungsinhalt

Modell aus Hartgips oder Superhartgips, z. B. als

- Reparaturmodell,
- anatomisches Modell (auch für Löffel),
- Unterfütterungsmodell,
- Modell zur diagnostischen Auswertung und Planung,
- Gegenkiefermodell,
- Kontrollmodell,
- Planungsmodell,
- Hilfsmoell (Gipskonter bei Unterfütterung, Gipsschlüssel bei Unterfütterung).

Erläuterungen zur Abrechnung

Für die Unterkieferprotrusionsschiene sind bis zu sechs Modelle abrechenbar.

Abrechnungsspecials

abrechenbar

- ◇ einmal je Modell (max. sechs Modelle)

zusätzlich abrechenbar

- ◇ Für das Doublieren des „Erstmodelles“ kann die L-Nr. 002 5 (Doublieren eines Modells UKPS) abgerechnet werden.

nicht abrechenbar

- ◇ Die L-Nr. 001 0 (Modell) kann für die Herstellung einer Unterkieferprotrusionsschiene nicht abgerechnet werden.
- ◇ Modelle für eine Stumpferstellung sind nicht abrechenbar.

Hinweise zur Abrechnung

- ◇ Innerhalb des BEL II können bis zu sechs Modelle, die für die Anfertigung einer Unterkieferprotrusionsschiene notwendig sind, abgerechnet werden.

Hinweise zur Rechnungslegung

Zur Rechnungslegung sollte die Anzahl der tatsächlich erstellten Modelle anhand des Technikerlaufzettels nochmals überprüft werden.

Insbesondere bei den Unterkieferprotrusionsschienen ist größte Sorgfalt bei der Rechnungslegung geboten.



Diese Position ist einmal je Modell (max. sechs Modelle) abrechenbar.